

## DIAGNOSTICO DE COVID19 por RT-PCR en SALIVA

**IMPORTANTE:** no válido para viajes - La muestra siempre es remitida por el paciente

Solicitar en el laboratorio INDABI el kit que incluye:

- Un tubo tapa celeste estéril (dónde se recolecta la muestra)
- Un embudo descartable (para facilitar el proceso)
- Una bolsa tipo *ziploc* (para guardar el tubo)

Al momento de solicitar el material se le entregará el rótulo para identificar la muestra y además puede solicitar usuario y clave para visualizar sus resultados en la WEB o APP de INDABI

Para la recolección de la muestra, es importante:

- No consumir alimentos ni bebidas de color (solo agua) en las 3 horas previas a la recolección de la muestra.
  - No cepillarse los dientes, ni utilizar enjuagues bucales a excepción de agua.
  - Enjuagar bien la boca.
1. Juntar abundante saliva en la boca durante al menos 10-20 segundos.
  2. Depositar la saliva (no moco bronquial) en el envase estéril (A) utilizando el embudo descartable proporcionado (B).
  3. La cantidad de saliva recolectada debe ser superior a 2 ml. (el tubo esta graduado para medir el volumen de saliva – ante cualquier duda solicitar foto del tubo al *WhatsApp*).
  4. Pegue el rótulo autoadhesivo (entregado en el laboratorio) en el tubo de manera longitudinal.
  5. Cierre muy bien el tubo. Límpielo por fuera utilizando un algodón humedecido con alcohol o rociando el mismo con alcohol 70%,

colocar dentro de la bolsa *ziploc* (C) y rocíe la misma con alcohol 70%.

**La muestra debe ser enviada a nuestra sede de Urquiza 934 en el horario de 7 a 13 h.**

IP-ADM-68  
Rev. 1