

DETERMINACIÓN DE SEROTONINA EN ORINA

Dieta:

Durante 2 días no ingerir bananas, tomates, paltas, berenjenas, ananás, ciruelas, maníes, nueces, vainillas, postres, dulces y golosinas que contengan vainillina, chocolates, té ni café.

Recipiente:

Bidón de 3 litros con ácido clorhídrico provisto por el laboratorio.

Recolección:

- Al tercer día y manteniendo la dieta, recolectar orina de 24 horas.
- A las 7:00 horas, vaciar la vejiga orinando en el inodoro.
- A partir de ese momento, recoger la TOTALIDAD de la orina de todas las micciones en el bidón o en otro recipiente y luego trasvasar, hasta las 7:00 horas del día siguiente, también incluida.
- En los intervalos mantener el bidón en un lugar bien fresco o mejor, en heladera.

IMPORTANTE: si se completa el frasco o la botella que utiliza para recolectar la orina debe solicitar un nuevo frasco con ácido en el laboratorio.

IP-ADM-54
Rev. 3