

UROCULTIVOS-PACIENTES SONDADOS

Instrucciones:

- Sin tratamiento antibiótico desde 72 horas o más (salvo indicación médica).
- Si estuvo recientemente en tratamiento traer el nombre del medicamento y la fecha en que dejó de recibirlo.

Recolección:

- De ser posible realizar la toma de muestra el día del recambio de sonda.
- La sonda estéril deberá ser colocada por personal entrenado, guardando rigurosas condiciones de higiene.
- Una vez colocada, dejar transcurrir 2 horas y al cabo de ese período, clampear (pinzar) la sonda, a 20 cm. de su inserción en el meato.
- Después de 15 minutos, desinfectar la zona elegida de la sonda, punzar usando aguja y jeringa estéril (jeringa de 10-20 ml.) y aspirar la orina retenida.
- Trasvasar a un tubo o recipiente estéril (o en la misma jeringa).
- Remitir al laboratorio dentro de la 1^o hora de finalizada la recolección, de lo contrario mantener en heladera por un tiempo no mayor de 4 horas.

IP-ADM-58
Rev. 2